

ทำอะไร? เมื่อผลบวก (พบเชื้อ)



ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่เพื่อทำการตรวจซ้ำและ
รอเข้าสู่การรักษา



การทิ้งชุดตรวจ ATK

นำอุปกรณ์ของชุดตรวจ ATK ใส่ถุง
แล้วปิดให้มิดชิด ก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะ
อันตราย หรือ ถังขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการ
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส




ผู้จัดทำ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย



วิธีการตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) ด้วยตนเอง



ANTIGEN TEST KIT (ATK)


เป็นชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้น
โดยเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
ตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว

อุปกรณ์ชุดตรวจ ATK




วิธีการตรวจ ATK

1. แกะก้านสำลีออกจากซอง แงย
หน้าขึ้นให้มากที่สุด



2. นำก้านสำลีแยงเข้าไปในโพรง
จมูกให้ลึกที่สุด และวนก้านสำลี
ประมาณ 5 รอบหรือ 15 วินาที



3. นำก้านสำลีใส่หลอดที่มีสาร
สกัดโปรตีนไวรัส แกว่งก้านสำลี
ในหลอดประมาณ 10 ครั้ง



4. จากนั้นนำฝาหลอดมาปิด แล้ว
นำไปหยดในอุปกรณ์ตรวจเชื้อที่
ช่องกลมๆ ประมาณ 3 หยด



5. รอผลประมาณ 15-20 นาที




การอ่านผลตรวจ ATK



Negative

ผลลบ (**ไม่พบเชื้อ**)
เส้นขีดขึ้น 1 ขีด ที่จุด C



Positive

ผลบวก (**พบเชื้อ**)
เส้นขีดขึ้น 2 ขีด
ที่จุด C และ T